


医療従事者用 放射線防護メガネ

# Dr. B-Go®



視力矯正用レンズは、世界初の跳ね上げ構造  
二重フレームの違和感を感じさせません。



視力矯正レンズは別途購入になります。

- ① 納品時のセットにレンズパターンが入っております。
- ② いま使用している眼鏡または眼鏡処方箋とレンズパターンと Dr.B-Go 本体を眼鏡店にお持ち下さい。
- ③ 眼鏡店で視力矯正レンズを取り付けていただけます。



納品時のセット

- メガネ本体
- メガネケース
- ドライバー
- レンズ拭き
- 交換用ノーズパッド
- 添付文書
- 取扱説明書
- レンズパターン



レンズパターン

製品名	製品番号	JAN
Dr. B-Go® 視力矯正レンズ (オプション) タイプ	81201	4900719812016

医療機器届出番号：11B1X00018000004  
販売名：防護メガネ Dr. B-Go

製造販売元

▶ **ドクタージャパン株式会社**

行田工場 〒361-0023 埼玉県行田市長野4-15-1  
本 社 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1  
TEL 03-3513-8766 FAX 03-3513-8226  
www.drjapan-jp.com/j

販売店